



IMPIANTI PTERIGO



B&B DENTAL
IMPLANT COMPANY

CARATTERISTICHE

Gli impianti pterigoidei si sono evoluti assumendo un uso maggiore nel trattamento di pazienti in cui la disponibilità di osso nel mascellare risulti limitata, l'impianto pterigoideo B&B Dental è stato sviluppato per ancorarsi all'interno dell'osso pterigomascellare ed ampliare la scelta degli odontoiatri offrendo una soluzione pratica alle loro necessità cliniche. La linea Pterigo B&B Dental è provvista di frese (per chirurgia convenzionale e guidata), chiavi e componenti che ne permettono un utilizzo ed una funzionalizzazione ottimali.

La linea pterigo segue la filosofia B&B Dental essendo provvista della connessione che caratterizza la maggior parte delle linee (3P, EV, wide) offrendo la praticità di usare le stesse componenti. La connessione conica a 5° elimina i micromovimenti grazie alla stabilizzazione data dalla saldatura a freddo tra le componenti limitando la possibilità di rottura della vite passante, l'esagono invece permette la direzionabilità dei monconi facilitando la protesizzazione.

IMPIANTI PTERIGO Ø 4.7



PTI-4716
Ø 4,7 L. 16



PTI-4718
Ø 4,7 L. 18

MULTI-USE ABUTMENTS ANGOLATI 40°



***PT-4050/2**
completo di vite INN-5146

MONCONI ANGOLATI 40°



PT-2040/2
completi di vite INN-6050



PT-2040/3
completi di vite INN-6050

**compatibile con monconi mua 17° e 30°*

CONO MORSE & ESAGONO INTERNO

- Precisione nel posizionamento delle componenti protesiche
- Scelte ottimali nel rispetto del parallelismo
- Area di contatto aumentata tra superficie implantare ed abutment
- Elevata stabilità

Superficie macchinata per un facile scorrimento e stabilizzazione dei tessuti molli

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE

Superficie appositamente studiata per favorire l'osteointegrazione ed incentivare la proliferazione delle cellule del tessuto osseo.



Spire adatte a diverse densità ossee ideali per permettere un agevole inserimento lungo tutta la superficie dell'impianto.



MUCOTOMO
GD-263



FRESA PERFORANTE
GD-FOG



FRESE PER GUIDATA
GD-PT-21
GD-PT-35 / GD-PT-47



FRESE STANDARD
PT-21CUT
PT-35CUT / PT-47CUT



COMPATTATORI PER GUIDATA
7613-PT / 7615-PT




INSERITORE MANUALE
3P-00090CM



CHIAVI PER IMPIANTO
INN-00581/L
INN-00590/2



STOP
STOP18 / STOP16



CHIAVI
PT-01
PT-02



ESTENSORE
00236N



CRICCHETTO UNIVERSALE
00376

Kit per impianti pterigo	PT-00092SC
Chiave protesica per cricchetto sistema pterigo	PT-01
Chiave sondino per cricchetto sistema pterigo	PT-02
Fresa pterigoidea ø 2.1 per guidata	GD-PT-21
Fresa pterigoidea ø 3.5 per guidata	GD-PT-35
Fresa pterigoidea ø 4.7 per guidata	GD-PT-47
Fresa pterigoidea ø 2.1	PT-21CUT
Fresa pterigoidea ø 3.5	PT-35CUT
Fresa pterigoidea ø 4.7	PT-47CUT
Compattatore guidata ø 3.0	7613-PT

Compattatore guidata ø 4.7	7615-PT
Inseritore manuale	3P-00090CM
Mucotomo	GD-263
Fresa perforante	GD-FOG
Montatore a cricchetto	INN-00590/2
Chiave a contrangolo	INN-00581/L
Stop 18	STOP18
Stop 16	STOP16
Estensore	00236N
Cricchetto universale	00376



Via S. Benedetto, 1837 - 40018 S. Pietro in Casale (BO) Italy
Tel. +39 (0) 51.81.13.75 - Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it - www.bebdental.it



Certified quality system
UNI EN ISO 13485